



International Products CORPORATION

For residue-free surfaces every time, trust IPC to provide proven, effective cleaning solutions.



International Products Corporation manufactures precision cleaning concentrates for use in a wide variety of laboratory applications. Our environmentally friendly cleaners are excellent for use on pipettes, flasks, slides, stainless steel, ceramic, plastic, and other laboratory surfaces and equipment. Our products clean delicate surfaces and rinse completely. Try them in your most challenging application and see for yourself how well our products perform. In addition, we can assist you with sample validation methods, and health and safety data.

IPC Cleaner Benefits

- Free-rinsing and easily validated*
- Fast, effective soil removal
- Excellent on stainless steel
- NSF-registered, USDA-A1 "Green" chemistry — low VOCs, no phosphates, non-corrosive, no CFCs
- Concentrated liquid formulas for easy dilution
- Competitively priced
- Research laboratory for customer support and technical assistance

**Validation methods are available.*

According to one long-time user,
"We have found Micro-90 to be unsurpassed in removing gel debris and fluorescent residue from our sequencing plates. We feel that introducing our customers to Micro-90 will help them maximize the performance of their DNA sequencer."

Put our products to the test

Allow us to provide you with a free, no-obligation sample of our cleaners to test in your most challenging process. Simply visit: www.ipcol.com to request your free sample.

Featured Products for the Laboratory Market

MICRO-90® CONCENTRATED CLEANING SOLUTION

Target soils: blood, starch, lipids, gum, oil, particulates.

Typical pH (neat) 9.8. Cleaning methods: CIP, ultrasonic, immersion.

MICRO® GREEN CLEAN BIODEGRADABLE CLEANER

Biodegradable. Target soils: oil, grease and biological debris.

Typical pH (neat) 9.8. Cleaning methods: CIP, ultrasonic, immersion.

LF2100® LOW-FOAM CLEANER

Target soils: blood, starch, lipids, gum, oil, particulates. Typical pH (neat) 9.8. Cleaning methods: CIP, machine-washers, sprayers.

MICRO® A07 CITRIC ACID CLEANER

Biodegradable. Target soils: scale, oxide, inorganic soils.

Typical pH (neat) 3.0. Cleaning methods: CIP, ultrasonic, immersion.

ZYMIT® LOW-FOAM ENZYME CLEANER

Dual action enzyme cleaner. Target soils: food, grease, blood, fat, sweat, mucous, tissue, feces and sebum. Typical pH (neat) 7.5.

Cleaning methods: CIP, immersion, machine-washers, ultrasonic.

ZYMIT® PRO ENZYME CLEANER

Target soils: protein based soils such as gelatin, and food debris.

Typical pH (neat) 7.5. Cleaning methods: CIP, immersion, machine-washers, ultrasonic.



Request a free sample by visiting us online at www.ipcol.com, calling us at 609-386-8770 or sending an email to mkt@ipcol.com.

Global Headquarters: 201 Connecticut Drive, Burlington, NJ 08016 Ph: 609-386-8770 Fax: 609-386-8438

For Sales in Europe: Unit 5, Green Lane Business Park, 238 Green Lane, London SE9 3TL U.K. Ph: 020-8857-5678 Fax: 020-8857-1313

140929-LAB



International Products

C O R P O R A T I O N

Para tener siempre superficies sin residuos, confíe en IPC para proporcionar soluciones de limpieza comprobadas y efectivas.

International Products Corporation fabrica concentrados de limpieza de precisión para uso en una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Nuestros limpiadores amigables al medio ambiente son excelentes para uso en pipetas, matraces, laminillas, acero inoxidable, cerámica, plástico y otras superficies y equipo de laboratorio. Nuestros productos limpian y enjuagan superficies delicadas completamente. Pruébelos en su aplicación más difícil, y vea por usted mismo lo bien que rinden nuestros productos. Además, podemos ayudarle con métodos de validación de muestras, y datos de salud y seguridad.

Productos Presentados para el Mercado de Laboratorios

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA CONCENTRADA MICRO-90®

Suciedades objetivo: sangre, almidón, lípidos, goma, aceite, partículas.
pH típico (puro) 9.8. Métodos de limpieza: CIP, ultrasónico, inmersión.

LIMPIADOR BIODEGRADABLE VERDE LIMPIO MICRO®

Biodegradable. Suciedades objetivo: aceite, grasa y restos biológicos.
pH típico (puro) 9.8. Métodos de limpieza: CIP, ultrasónico, inmersión.

LIMPIADOR DE BAJA ESPUMA LF2100®

Suciedades objetivo: sangre, almidón, lípidos, goma, aceite, partículas.
pH típico (puro) 9.8. Métodos de limpieza: CIP, lavadoras de máquina, rociadores.

LIMPIADOR DE ÁCIDO CÍTRICO MICRO® A07

Biodegradable. Suciedades Objetivo: escamas, óxido, suciedades inorgánicas.
pH típico (puro) 3.0. Métodos de limpieza: CIP, ultrasónico, inmersión.

LIMPIADOR ENZIMÁTICO BAJO EN ESPUMA ZYMIT®

Limpiador enzimático de doble acción. Suciedades Objetivo: alimentos, grasa, sangre, manteca, sudor, mocos, tejidos, heces y sebo.
pH típico (puro) 7.5. Métodos de limpieza: CIP, inmersión, lavadoras de máquinas, ultrasónico.

LIMPIADOR ENZIMÁTICO ZYMIT® PRO

Suciedades objetivo: suciedades basadas en proteína, tales como gelatina y restos de alimentos.
pH típico (puro) 7.5. Métodos de limpieza: CIP, inmersión, lavadoras de máquinas, ultrasónico.

Beneficios del Limpiador IPC

- De enjuague completo y fácilmente validado*
- Eliminación de suciedad rápida y efectiva
- Excelente en acero inoxidable
- Registrado NSF, USDA-A1
- Química "verde" – bajo en VOC, sin fosfatos, no corrosivo, sin CFC.
- Fórmulas líquidas concentradas para fácil dilución
- Precio competitivo
- Laboratorio de investigación para servicio al cliente y asistencia técnica

**Hay disponibles métodos de validación.*

Según un usuario de mucho tiempo,
"Hemos encontrado que Micro-90 no tiene rival en la eliminación de restos de gel y residuo fluorescente de nuestras placas de secuenciación. Pensamos que el presentar a nuestros clientes el Micro-90 les ayudará a maximizar el rendimiento de su secuenciador de ADN."

Pruebe nuestros productos.

Permítanos ofrecerle una muestra gratuita y sin compromiso de nuestros limpiadores para que la pruebe en sus procesos más difíciles.
Simplemente visite: www.ipcol.com para solicitar su muestra gratis.



Solicite una muestra gratis visitándonos en línea a www.ipcol.com, llamándonos al 609 386 8770, o enviando un correo a mkt@ipcol.com.

Global Headquarters: 201 Connecticut Drive, Burlington, NJ 08016 Ph: 609-386-8770 Fax: 609-386-8438

For Sales in Europe: Unit 5, Green Lane Business Park, 238 Green Lane, London SE9 3TL U.K. Ph: 020-8857-5678 Fax: 020-8857-1313

140929-LAB-SPANISH