

制药业宣传单

采纳 IPC 经过实践检验的高效方案，以专用清洁剂保证关键工序精准到位。

国际产品集团 (International Products Corporation) 专门生产配比精确的浓缩清洁剂，久经检验、效果一流，可供制药业的多方面应用。从混合槽、压片机，到过滤膜和实验室器皿，我们提供一应俱全的免冲洗产品，清洗效果可达到表面净度的严格标准。我们的产品是研发实验室、试运行设备乃至完整生产线的理想之选。此外，我们还可协助您提供样本验证法以及健康和安数据。

IPC 清洁剂的好处

- 免冲洗，易验证*
- 快速高效清除污垢
- 不锈钢清洗效果极佳
- 获美国国家科学基金会 (NSF)、美国农业部 USDA-A1 类认证
- “绿色”化学品：挥发性有机污染物含量极低、不含磷、无腐蚀性、不含氯氟烃
- 易于稀释的浓缩液配方
- 价格实惠
- 专门的研究实验室为客户提供支持和技术协助

**可提供验证法。*

为制药业打造的专用产品

MICRO-90®浓缩清洁剂

可除污垢：血渍、淀粉、油脂、黏胶、油渍、细小微粒。

典型 PH (无水) 9.8。清洁方式：定位、超声波、浸泡清洗。

MICRO®生物降解型绿色清洁剂

可生物降解。可除污垢：油脂和生物组织残留。

典型 PH (无水) 9.8。清洁方式：定位、超声波、浸泡清洗。

LF2100®低泡沫清洁剂

可除污垢：血渍、淀粉、油脂、黏胶、油渍、细小微粒。

典型 PH (无水) 9.8。清洁方式：定位、机械、喷雾清洗。

MICRO® A07 柠檬酸清洁剂

可生物降解。可除污垢：水垢、氧化物、无机沉淀物。

典型 PH (无水) 3.0。清洁方式：定位、超声波、浸泡清洗。

ZYMIT®低泡沫酵素清洁剂

双效酵素清洁剂。可除污垢：食物残渣、油脂、血渍、汗渍、粘液、生物组织、粪便、皮脂。

典型 PH (无水) 7.5。清洁方式：定位、浸泡、机械、超声波清洗。

欢迎测试我们的产品。

我们可主动向您提供免费的清洁剂样品，任您在最复杂的实验条件下测试使用。敬请访问：www.ipcol.com，或发送电邮至 pharma@ipcol.com 索取免费试用样品。

如果您尚未准备好测试替代清洁剂，请在下次评估新方法时采纳我们的方案，感激不尽。

如需索取免费试用样品，请访问我们的网站 www.ipcol.com，亦可致电 609-386-8770 或发送电邮至 pharma@ipcol.com。